

KERN CE R20

KERN

Scharnierkop met M20×1,5-schroefdraad, verzinkt staal, alleen passend voor modellen met nominale belasting 2000–5000 kg



Categorie

| | |
|------------------|--------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Meettechniek |
| Productgroep | Staafeind |

Ontwerp

| | |
|-----------|-----------------------|
| Materiaal | staal, gegalvaniseerd |
|-----------|-----------------------|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 120×100×80 mm |
| Nettogewicht | 0,348 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,35 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,40 kg |
| Verzendgewicht | 0,4 kg |

Pictogrammen

STANDARD

