

# KERN CJ P4PG

# KERN

Junctionbox para ligação de várias células de medição a uma unidade de avaliação



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Componentes da tecnologia de medição
Grupo de produto	Caixa de ligação
Família de produto	CJ P

## Sistema de medição

Número de plataformas / canais	4
--------------------------------	---

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	135×65×38 mm
Material	alumínio

## Funções

Protecção IP - unidade completa	IP65
---------------------------------	------

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	185×75×50 mm
Peso líquido	0,385 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	0,412 kg