


# SAUTER CP 100-3P9

**KERN**

Célula de pesaje "single-point" de acero inoxidable



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Célula de medición
Grupo de producto	Célula de pesaje
Familia de productos	CP P9

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	100 kg
Célula de pesaje - Valor característico - desviación	0,2 mV/V
Célula de pesaje Y-valor	10000
Célula de pesaje - Error combinado	0,023%
Célula de pesaje - Resistencia de aislamiento - [Min]	5000 MΩ
Célula de pesaje - Carga muerta [Min] (%)	0%
Célula de pesaje - Tensión de alimentación recomendada [Min]	5 V
Célula de pesaje - Resistencia de entrada - nominal	350 Ω
Célula de pesaje - Resistencia de salida - nominal	350 Ω
Aplicaciones de medición	masa
Célula de pesaje - Valor característico - nominal	2 mV/V

## Funciones

Protección IP - unidad completa	IP68 IP69K
---------------------------------	---------------

## Diseño

Material	acero, inoxidable
Forma constructiva	Célula de pesaje single point
Dimensiones (A×P×A)	174×45×64 mm
Tamaño máximo de la plataforma	800×800 mm

Longitud del cable	3 m
Montaje - aplicación de fuerza	4 × agujero roscado M8
Montaje - disipación de fuerzas	4 × agujero roscado M8

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-35 °C
Temperatura ambiental [Max]	65 °C
Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-40 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	70 °C

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	404576 122 1307
Número de mercancía	84239010
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

## Embalaje y envío

Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	280×175×125 mm
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,4 kg
Peso de envío	3,252 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

