

KERN DAB-A01.

KERN

Set de calibración de temperatura compuesto por una sonda medidora y un indicador



Dimensiones del embalaje (A×P×A) 175×110×55 mm

Peso neto 0,215 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,25 kg

Peso bruto aprox. 0,30 kg

Peso de envío 0,26 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Set de calibración de temperatura

Sistema de medición

Lectura temperatura [d] (°C)	0,1 °C
Unidades de medición	°C °F
Temperatura [Min] (°C)	-200 °C
Temperatura [Max] (°C)	1370 °C

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	145×71×35 mm
Material	plásticos
Material de carcasa	Plástico ABS
Longitud del cable	0,9 m

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AAA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	400 h
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	6 V

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----