

KERN DBS-A01.

KERN

Temperatur-Kalibrierset bestehend aus Messfühler mit Auswertegerät



Zulassung

CE Zeichen ✓

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	290×190×50 mm
Nettogewicht	0,235 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Temperatur-Kalibrierset

Messsystem

Ablesbarkeit Temperatur [d] (°C)	0,1 °C
Einheiten	°C °F
Temperatur [Min] (°C)	-50 °C
Temperatur [Max] (°C)	300 °C

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	115×75×18 mm
Material	Kunststoff + Metall
Material Gehäuse	ABS Kunststoff
Kabellänge	0,9 m

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	2×1.5 V AAA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	400 h
Batterie-Kapazität	1.200 mAh
Batterie-Spannung	3 V

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	50 °C