

# KERN DBS-A01.

**KERN**

Set calibrazione temperatura composto da indicatore e sensore



## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min] -10 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 50 °C

## Omologazione

Marchio CE



## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 290×190×50 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,25 kg

Peso lordo ca. 0,25 kg

Peso di spedizione 0,6 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761188013

Numero merceologico 90160090

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio KERN

Categoria di prodotto Bilancia

Gruppo di prodotti Set calibrazione temperatura

## Sistema di misura

Unità di misura °C  
°F

Temperatura [Min] (°C) -50 °C

Temperatura [Max] (°C) 300 °C

Divisione temperatura [d] (°C) 0,1 °C

## Design

Dimensioni (L×P×A) 115×75×18 mm

Materiale plastica + metallo

Materiale alloggiamento plastica ABS

Lunghezza cavo 0,9 m

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione Batteria

Tipo di batteria/accumulatore Alcalino(-manganese)

Batteria 2×1.5 V AAA

Collegamento della batteria Cuscinetto + Molla

Batteria tempo di carica 400 h

Batteria capacità 1.200 mAh

Batteria tensione 3 V

Numero di celle della batteria 2

Batteria - Peso singolo 45,2 g

Batteria - Peso totale nell'articolo 90,4 g

Batteria - Struttura/forma Celle singole

Capacità della batteria (Wh) 1,8 Wh