

KERN DE-A13

KERN

Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts für KERN DE-D



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Halterung

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	200×100×40 mm
---------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×130×35 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,3 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761135956
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

