

KERN EOB-A0 1N

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts Stativhöhe ca. 480 mm



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Stativhöhe	480 mm
------------	--------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	580×210×115 mm
Nettogewicht	1,23 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	2,8 kg

Piktogramme

STANDARD

