

# KERN EOB-A0 1N

**KERN**

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen Statiefhoogte ca. 480 mm



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

## Ontwerp

Statief hoogte	480 mm
----------------	--------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	580×210×115 mm
Nettogewicht	1,23 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	2,8 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

