

KERN EOB-A02B

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 1000 mm



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Material	Edelstahl
Stativhöhe	1000 mm

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1015×430×155 mm
Nettogewicht	2,65 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,8 kg
Versandgewicht	13,5 kg

Piktogramme

STANDARD

