

KERN EOC-A05

KERN

Soporte para elevar el indicador, altura del soporte de aprox. 330 mm, se puede reequipar



Número de mercancía	96200010
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Trípode

Sistema de medición

Linealidad	±
------------	---

Diseño

Material	acero inoxidable
Soporte altura	330 mm

Funciones

Nivel de formulación/suma	Sum A
Protección IP - unidad completa	-

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-20 °C
Temperatura ambiental [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	500×220×130 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2,9 kg
Peso volumétrico del envío	2,9 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761192492
-----------------	---------------