

KERN EOC-A05

KERN

Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 330 mm, na te bestellen



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Statief

Meetsysteem

Linearisatie	±
--------------	---

Ontwerp

Materiaal	Edelstaal
Statief hoogte	330 mm

Functies

Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Bescherming IP - complete unit	-

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	500×220×130 mm
Nettogewicht	1,6215 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2,9 kg