

# KERN FOB 7K-4NLO

# KERN

Kompakte Organwaage aus Edelstahl, dank Schutzart IP67 und glatten Edelstahloberflächen besonders gut geschützt und hygienisch zu reinigen



Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	25 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	285×255×90 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	252×200 mm
Abmessungen Wägefläche	252×200 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Wägeplatte	Edelstahl

## Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP67
IP-Schutz - Anzeige	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	2 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	4

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	15 V, 500 mA
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	4×1.5 V AA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	48 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	66 h
Batterie Betriebsdauer	48 h
Batterie-Spannung	6 V

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	25 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Organwaage
Produktfamilie	FOB-O

## Messsystem

Bauart der Waage	Mehrteilungswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Anzahl Wägebereiche	2
Wägebereich [Max]	5000 g; 7500 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 g; 1 g
Reproduzierbarkeit	0,5 g; 1 g
Linearität	± 1,5 g; 3 g
Auflösung	10.000, 7.500
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	5 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min; 30 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Max. Kriechen (15 Minuten)	4 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	8 g
Voreingestellte Einheit	kg
	g
Einheiten	lb
	oz

## Display

Display-Art	LCD
-------------	-----

# KERN FOB 7K-4NLO



Kompakte Organwaage aus Edelstahl, dank Schutzart IP67 und glatten Edelstahloberflächen besonders gut geschützt und hygienisch zu reinigen

## Zulassung

CE Zeichen ✓

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort 961-248

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-128

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 415×305×165 mm

Nettogewicht 3,8 kg

Versandart Paketdienst


Nettogewicht ca. 3,8 kg

Bruttogewicht ca. 4,6 kg

Versandgewicht 4,495 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

