

KERN FOB 7K-4NLO

KERN

Balança compacta em aço inoxidável para a pesagem de órgãos, com proteção especial e de limpeza higiénica graças à classe de proteção IP67 e superfícies lisas em aço inoxidável



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança para órgãos
Família de produto	FOB-O

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de divisão múltipla
Sistema de pesagem	Extensómetro
Número de campos de pesagem	2
Gama de pesagem [Max]	5000 g; 7500 g
Leitura [d]	0,5 g; 1 g
Reprodutibilidade	0,5 g; 1 g
Linearidade	± 1,5 g; 3 g
Resolução	10.000, 7.500
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	5 kg (M1)
Possíveis pontos de ajuste	5 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	30 min; 30 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Fluência máxima (15 minutos)	4 g
Fluência máxima (30 minutos)	8 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim

Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	285×255×90 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	252×200 mm
Dimensões superfície de pesagem	252×200 mm
Material da caixa	aço inox
Material superfície de pesagem	aço inox

Funções

Proteção IP - unidade completa	IP67
Proteção IP - ecrã	IP67
Proteção IP - plataforma	IP67
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	2 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	4

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	15 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	4×1.5 V AA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tempo de operação - con retroiluminação	48 h
Bateria tempo de operação - sem retroiluminação	66 h
Bateria tiempo de carga	48 h
Bateria tensão	6 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Humidade ambiente [Min]	25 %
Humidade ambiente [Max]	95 %

KERN FOB 7K-4NLO

KERN

Balança compacta em aço inoxidável para a pesagem de órgãos, com proteção especial e de limpeza higiénica graças à classe de proteção IP67 e superfícies lisas em aço inoxidável

Temperatura de armazenamento
[Min] -10 °C

Temperatura de armazenamento
[Max] 40 °C

Homologação

Sinal CE ✓

Serviços

Número do artigo para
ajustamento no local de montagem 961-248

Número do artigo para calibração
DAkkS 963-128

Número do artigo para certificado
de conformidade 969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 415×305×165 mm

Peso líquido 3,8 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 3,8 kg

Peso bruto aprox. 4,6 kg

Peso de envio 4,495 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

