

SAUTER HO-A04N

Bague d'appui, plate

KERN



Date de création : 21.06.2026

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Bague d'appui

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	33×33×25 mm
Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	100×100×10 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761211858
Numéro de marchandise	90249000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

