

SAUTER HO-A04N

Anel de apoio, chato

KERN



Data de criação: 21.06.2026

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Anel de apoio

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	33×33×25 mm
Material	metal
Material da caixa	metal

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×100×10 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg
Peso volumétrico da entrega	0,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761211858
Número de mercadoria	90249000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

