

# KERN HO-A05

**KERN**

Bague d'appui, petit cylindre,  $\varnothing$  8-20 mm



## Catégorie

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marque                | Sauter              |
| Catégorie de produits | Technique de mesure |
| Groupe de produit     | Bague d'appui       |

## Forme de construction

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 36×36×28 mm |
| Matériau                   | métal       |
| Matériau boîtier           | métal       |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 40×40×40 mm      |
| Poids net                    | 0,049 kg         |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,05 kg          |
| Poids brut env.              | 0,05 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,1 kg           |

## Pictogrammes

STANDARD



1 DAY