

SAUTER HO-A05N

Steunring, kleine cilinder, \varnothing 8-20 mm

KERN



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Steunring

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	55×55×46 mm
Materiaal	metaal
Materiaal behuizing	metaal

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,51 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761211865
Goederencode	90249000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

