

SAUTER HO-A05N

Anel de apoio, cilindro pequeno, \varnothing 8-20 mm

KERN



Data de criação: 21.06.2026

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Anel de apoio

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	55×55×46 mm
Material	metal
Material da caixa	metal

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×100×10 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envio	0,51 kg
Peso volumétrico da entrega	0,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761211865
Número de mercadoria	90249000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

