

SAUTER HO-A06

Stützring, Großzylinder, \varnothing 20-80 mm

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Stützring

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	80×80×48 mm
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	40×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761193659
Warennummer (Zolltarifnummer)	90249000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

