

KERN HO-A08

KERN

Testinstallatie voor reproduceerbare testbewegingen



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Testinstallatie

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	200×200×332 mm
Materiaal	metaal
Materiaal behuizing	metaal

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	320×320×440 mm
Nettogewicht	8,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	9 kg
Verzendgewicht	9 kg

Pictogrammen

STANDARD

