

# KERN HO-A08

**KERN**

Banca de ensaios para movimentos de teste reproduzíveis



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Bancada de ensaio

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	200×200×332 mm
Material	metal
Material da caixa	metal

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	320×320×440 mm
Peso líquido	8,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envio	9 kg

## Pictogramas

STANDARD

