

SAUTER HO-A14

UCI-Sonde für HV 10

KERN



Erstellungsdatum: 21.06.2026

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Sonde

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	155×22×22 mm
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,225 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1200692
Warennummer (Zolltarifnummer)	90249000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

