

SAUTER HO-A14

Sonde UCI pour HV 10

KERN



Date de création : 21.06.2026

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Sonde

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	155×22×22 mm
Matériau	métal
Matériau boîtier	métal

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×40×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,225 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	404576 1200692
Numéro de marchandise	90249000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

