

SAUTER HO-A14

Sonda UCI per HV 10

KERN



Data di creazione: 21.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Sonda

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	155×22×22 mm
Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×40×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,225 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 1200692
Numero merceologico	90249000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

