

# SAUTER HO-A15

Sonda UCI motorizada para HV 0,3

**KERN**



**Data de criação: 19.06.2026**

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Sonda

## Desenho

Material	metal
Material da caixa	metal

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	305×73×73 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,65 kg
Peso de envio	0,62 kg
Peso volumétrico da entrega	0,3 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761206595
Número de mercadoria	90248000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

**STANDARD**

