

# SAUTER HO-A16

Motorisierte UCI-Sonde für HV 0,5

**KERN**



**Erstellungsdatum: 19.06.2026**

## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Sonde

## Bauform

Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×73×73 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,65 kg
Versandgewicht	0,63 kg
Volumengewicht	0,3 kg

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761206601
Warennummer (Zolltarifnummer)	90248000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

**STANDARD**

