

SAUTER HO-A16

Sonda UCI motorizzata per HV 0,5

KERN



Data di creazione: 19.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Sonda

Design

Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	305×73×73 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,65 kg
Peso lordo ca.	0,65 kg
Peso di spedizione	0,63 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,3 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761206601
Numero merceologico	90248000
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

