

# KERN HO-A19

**KERN**

Banca de ensaios para objetos redondos e chatos para utilização com as sondas motorizadas HO-A15 até HO-A18



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	205×142×284 mm
Material	alumínio
Material da caixa	alumínio

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	405×340×580 mm
Peso líquido	1,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	16 kg

## Pictogramas

STANDARD

