

KERN IFB-A01

Soporte para elevar el indicador

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanzas |
| Grupo de producto | Trípode |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Conexión de la célula de pesaje | 6 conductores |
|---------------------------------|---------------|

Diseño

| | |
|--------------------|------------------|
| Material | Acero inoxidable |
| Soporte altura | 330 mm |
| Soporte inclinable | ✓ |

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -31 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 91 °C |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 130×725×165 mm |
| Peso neto | 1,1715 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 1,2 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,8 kg |
| Peso de envío | 3,1 kg |