

KERN IFB-A02

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Messsystem

Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
-----------------------	----------

Bauform

Material	Edelstahl
Stativhöhe	600 mm
Stativ neigbar	✓

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	130×725×165 mm
Nettogewicht	1,2713 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	3,1 kg

Piktogramme

STANDARD

