


# KERN IXS-A01

**KERN**

Stativ zum Anschrauben des Auswertegeräts an die Plattform



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Auswertegerät Kabellänge	3 m
Stativhöhe	50 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×155×70 mm
Nettogewicht	0,472 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

## Piktogramme

### STANDARD

