

# KERN IXS-A02

**KERN**

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 200 mm



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Stativhöhe	200 mm

## Funktionen

Zählfunktion	✓
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A

## Zählen

Mögliche Referenzstückzahl(en)	10, 20, 50, 100, 200
--------------------------------	----------------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	220×200×145 mm
Nettogewicht	0,75 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	1,3 kg