

# KERN IXS-A03

Stativhöhe ca. 400 mm

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Stativhöhe	400 mm

## Funktionen

Zählfunktion	✓
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A

## Zählen

Mögliche Referenzstückzahl(en)	10, 20, 50, 100, 200
--------------------------------	----------------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	415×195×145 mm
Nettogewicht	1,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	2,3 kg