

KERN IXS-A04

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe | Stativ |

Bauform

| | |
|--------------------|-----------|
| Material Plattform | Edelstahl |
| Stativhöhe | 600 mm |

Funktionen

| | |
|--|-------|
| Zählfunktion | ✓ |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓ |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |

Zählen

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | 10, 20, 50, 100, 200 |
|--------------------------------|----------------------|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 140×730×170 mm |
| Nettogewicht | 1,8 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,8 kg |
| Bruttogewicht ca. | 2,0 kg |
| Versandgewicht | 3,5 kg |