

KERN KFN-A01

KERN

Gegevensinterface RS-232 inclusief interfacekabel



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Kabels

Ontwerp

Kabellengte	1,5 m
-------------	-------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	155x115x50 mm
Nettogewicht	0,122 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

