


KERN KIB-A01

Alibispeicher, inklusive USB-Schnittstelle für den Export von Wägeregebnissen auf externe Datenträger, wie z. B. USB-Sticks, Festplatten etc.



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

FACTORY



USB

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Schnittstellenmodul

Messsystem

Linearität	±
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	10×10×10 mm
---------------------	-------------

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
--------------------------	----------------

Schnittstelle

Schnittstellen	Alibi Speicher (optional, factory) USB-Host/Master (optional, factory)
----------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×60×100 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg