


# KERN KIB-A13



Alibispeicher: Elektronische Archivierung von Wägeregebnissen



## Kategorie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Marke            | KERN                |
| Produktkategorie | Waage               |
| Produktgruppe    | Schnittstellenmodul |

## Bauform

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 10×10×10 mm |
|---------------------|-------------|

## Schnittstelle

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Schnittstellen | Alibi Speicher (optional, factory) |
|----------------|------------------------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -20 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 60 °C  |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 150×80×4 mm |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,05 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,05 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,1 kg      |

## Piktogramme

STANDARD

