

# KERN MAP 80K1S

# KERN

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Handkrachtmeter
Productfamilie	MAP

## Meetsysteem

Weegbereik [Max]	80 kg
Afreesbaarheid [d]	100 g
Aanbevolen justebergewicht	40 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	40 kg
Eenheden	kg lb

## Scherm

Type display	grafisch LCD
Scherm cijferhoogte	12 mm

## Ontwerp

Afmetingen apparaat (B×D×H)	55×88×212 mm
-----------------------------	--------------

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min
---	-------

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Li-metaal
Batterij	CR2450
Batterij oplaadtijd	53 h
Batterij capaciteit	630 mAh
Batterij spanning	3 V

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Gebruikstemperatuur [Min]	5 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-102K
---------------------------------------	----------

## Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	350×265×85 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	367×285×100 mm
Nettogewicht	0,31 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	2,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

