

KERN MBD 20K-2

KERN

Balanza para bebés optimizada ergonómicamente con amplia superficie



Dimensiones superficie de pesaje	560×225 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	650×350×55 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico
Material carcasa de pantalla	Plásticos

Funciones

Función Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Número de teclas de manejo	5

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AAA
Pila tiempo de carga	20 h
Batería capacidad	420 mAh
Batería tensión	1,5 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración DAkKS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	654×480×177 mm
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza pesabebés
Familia de productos	MBD

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	15 kg
Lectura [d]	0,01 kg
Reproducibilidad	0,01 kg
Linealidad	± 0,05 kg
Resolución	1.500
Rango de tara	15 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste imposible
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	20 g
Fluencia máxima (30 minutos)	40 g
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	30 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	597×350×74 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	597×350×74 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	560×225 mm

KERN MBD 20K-2



Balanza para bebés optimizada ergonómicamente con amplia superficie

Peso de envío 11,1 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

