

KERN MBD 20K-2

KERN

Ergonomisch geoptimaliseerde babyweegschaal met groot oppervlak



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Babyweegschaal
Productfamilie	MBD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	15 kg
Afreesbaarheid [d]	0,01 kg
Reproduceerbaarheid	0,01 kg
Linearisatie	± 0,05 kg
Resolutie	1.500
Tarrabereik	15 kg
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,05 kg
Maximale kruip (15 minuten)	20 g
Maximale kruip (30 minuten)	40 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	597×350×74 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	597×350×74 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	560×225 mm

Afmetingen weegoppervlak	560×225 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×350×55 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

Functies

Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Aantal toetsen voor bediening	5

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	420 mAh
Batterij spanning	1,5 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	654×480×177 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	11,1 kg

KERN MBD 20K-2



Ergonomisch geoptimaliseerde babyweegschaal met groot oppervlak

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

