

# KERN MBD 20K-2

**KERN**

Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança pesabebês
Família de produto	MBD

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	15 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Linearidade	± 0,05 kg
Resolução	1.500
Zona de tara	15 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	30 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	597×350×74 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	597×350×74 mm

Dimensões superfície de pesagem (L×P)	560×225 mm
Dimensões superfície de pesagem	560×225 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	650×350×55 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	material sintético
Material caixa do ecrã	Plásticos

Funções	
Função Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Número de teclas para operação	5

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	2×1.5 V AAA
Bateria tiempo de carga	20 h
Bateria capacidade	420 mAh
Bateria tensão	1,5 V

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação	
Sinal CE	✓

Serviços	
Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição	
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	654×480×177 mm
Peso líquido	2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas

# KERN MBD 20K-2



Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície

Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	11,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD

---



### OPTION

---

