

KERN MBD 20K-2

KERN

Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança pesabebês
Família de produto	MBD

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	15 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Linearidade	± 0,05 kg
Resolução	1.500
Zona de tara	15 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo transitório	3 s
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,05 kg
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Unidades de medição	kg lb
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Unidade pré-ajustada	kg

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	30 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	597×350×74 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	597×350×74 mm

Dimensões superfície de pesagem (L×P)	560×225 mm
Dimensões superfície de pesagem	560×225 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	650×350×55 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	plástico
Material caixa do ecrã	plástico

Funções

Função Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Número de teclas para operação	5

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	2×1.5 V AAA
Conexão da bateria	Almofada + Mola
Bateria tiempo de carga	20 h
Bateria capacidade	420 mAh
Bateria tensão	1,5 V
Número de células da bateria	1
Bateria – peso individual	11,5 g
Bateria – peso total no artigo	11,5 g
Bateria – estrutura/forma	Células individuais
Capacidade da bateria (Wh)	0,63 Wh
Bateria/acumulador ligado	não conectado, em anexo

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-128
--	---------

KERN MBD 20K-2

Balança para bebés otimizada ergonomicamente com grande superfície

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	654×480×177 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	11,1 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761201972
Número de mercadoria	84231090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

