

# KERN MBD 20K-2S05

**KERN**

Balanza para bebés optimizada ergonómicamente con amplia superficie



Dimensiones superficie de pesaje	560×225 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	650×350×55 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico
Material carcasa de pantalla	Plásticos

## Funciones

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
-----------------	----------------------------------

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali-(manganeso)
Pila	2×1.5 V AAA
Pila tiempo de carga	20 h
Batería capacidad	420 mAh
Batería tensión	1,5 V

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-128S05
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	654×480×885 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	30 kg
Peso de envío	55,6 kg

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza pesabebés
Familia de productos	MBD

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	15 kg
Lectura [d]	0,01 kg
Reproducibilidad	0,01 kg
Linealidad	± 0,05 kg
Resolución	1.500
Rango de tara	15 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste imposible
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	20 g
Fluencia máxima (30 minutos)	40 g
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	30 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

## Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	597×350×74 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	597×350×74 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	560×225 mm

# KERN MBD 20K-2S05



Balanza para bebés optimizada ergonómicamente con amplia superficie

## Pictogramas

### STANDARD

---



### OPTION

---

