

KERN MBD 20K-2S05

KERN

Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície



Dimensões superfície de pesagem	560×225 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	650×350×55 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	plástico
Material caixa do ecrã	plástico
Nível de bolha	no
Rodas de transporte	no

Funções

Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Número de teclas para operação	5

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Bateria	2×1.5 V AAA
Bateria tiempo de carga	20 h
Bateria capacidade	420 mAh
Bateria tensão	1,5 V
Número de células da bateria	1
Bateria – peso individual	11,5 g
Bateria – peso total no artigo	11,5 g
Bateria – estrutura/forma	Células individuais
Capacidade da bateria (Wh)	0,63 Wh
Bateria/acumulador ligado	não conectado, em anexo

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-128S05
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança pesabebês
Família de produto	MBD

Sistema de medição

Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	15 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Linearidade	± 0,05 kg
Resolução	1.500
Zona de tara	15 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,05 kg
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Unidades de medição	kg lb
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Unidade pré-ajustada	kg

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	30 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	597×350×74 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	597×350×74 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	560×225 mm

KERN MBD 20K-2S05

Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	654×480×885 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	30 kg
Peso de envio	55,6 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1208315
Número de mercadoria	84231090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

