

KERN MBD 20K-2S05

KERN

Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície



Dimensões superfície de pesagem (L×P)	560×225 mm
Dimensões superfície de pesagem	560×225 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	650×350×55 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	material sintético
Material caixa do ecrã	Plásticos

Funções

Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
-----------------	----------------------------------

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	2×1.5 V AAA
Bateria tiempo de carga	20 h
Bateria capacidade	420 mAh
Bateria tensão	1,5 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-128S05
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	654×480×885 mm
Peso líquido	10 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	30 kg
Peso de envio	55,6 kg

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança pesabebês
Família de produto	MBD

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	15 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Linearidade	± 0,05 kg
Resolução	1.500
Zona de tara	15 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,05 kg
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	30 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	597×350×74 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	597×350×74 mm

KERN MBD 20K-2S05



Balança para bebês otimizada ergonomicamente com grande superfície

Pictogramas

STANDARD



OPTION

