

# KERN MCD 300K-1

**KERN**

Modelo optimizado ergonómicamente de balanza silla móvil para pesar de forma segura y cómoda



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza de silla
Familia de productos	MCD

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	300 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linealidad	± 0,1 kg
Resolución	3.000
Rango de tara	299,9 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	300 kg (M1)
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,1 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	400 g
Fluencia máxima (30 minutos)	800 g
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	25 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

## Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	625×990×985 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	200×130×60 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	390×360 mm
Dimensiones superficie de pesaje	390×360 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	500×360×370 mm
Material de carcasa	acero, lacado
Material plato de pesaje	plástico
Material plataforma	Plásticos
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Nivel de burbuja	✓
Ruedas de transporte	✓

## Funciones

Función para el cálculo del IMC	✓
Función Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	off 3, 5, 15, 30 min
Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Número de teclas de manejo	6

## Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	6×1.5 V AA
Pila tiempo de carga	40 h
Batería capacidad	55 mAh
Batería tensión	18 V

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
Número de artículo para calibración DAKKS	963-129

# KERN MCD 300K-1

Modelo optimizado ergonómicamente de balanza silla móvil para pesar de forma segura y cómoda

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517
--	---------

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1070×690×1080 mm
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	22 kg
Peso bruto aprox.	36 kg
Peso de envío	35 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

DAkks  
+3 DAYS