

KERN MCD 300K-1

KERN

Balança de cadeira em execução otimizada ergonomicamente para pesar com segurança e comodidade



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança electrónica de cadeira
Família de produto	MCD

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	300 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Reprodutibilidade	0,1 kg
Linearidade	± 0,1 kg
Resolução	3.000
Zona de tara	299,9 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	300 kg (M1)
Tempo transitório	3 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,1 kg
Fluência máxima (15 minutos)	400 g
Fluência máxima (30 minutos)	800 g
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	25 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	625×990×985 mm
Dimensões visor (L×P×A)	200×130×60 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	390×360 mm
Dimensões superfície de pesagem	390×360 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	500×360×370 mm
Material da caixa	aço, lacado
Material superfície de pesagem	material sintético
Material plataforma	Plásticos
Material caixa do ecrã	Plásticos
Nível de bolha	✓
Rodas de transporte	✓

Funções

Função para cálculo do IMC	✓
Função Hold	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	off 3, 5, 15, 30 min
Função de tarar	manualmente (uma e várias vezes)
Número de teclas para operação	6

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria	6×1.5 V AA
Bateria tiempo de carga	40 h
Bateria capacidade	55 mAh
Bateria tensão	18 V

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAKKS	963-129

KERN MCD 300K-1



Balança de cadeira em execução otimizada ergonomicamente para pesar com segurança e comodidade

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1070×690×1080 mm
Peso líquido	22 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	22 kg
Peso bruto aprox.	36 kg
Peso de envio	35 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

