

KERN MGC 100K-1

KERN

Clásica y robusta para determinar rápidamente el peso corporal



Material de carcasa	acero, lacado
Material plato de pesaje	plástico
Material carcasa de pantalla	Plásticos

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	5 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	470×315×113 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,5 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza de baño
Familia de productos	MGC

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Balance mecánico
Campo de pesaje [Max]	150 kg
Lectura [d]	1 kg
Reproducibilidad	1 kg
Linealidad	± 2 kg
Resolución	150
Posibilidades de ajuste	Ajuste imposible
Tiempo de estabilización	1,5 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1,5 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg

Pantalla

Pantalla altura de dígitos	8 mm
----------------------------	------

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	290×425×90 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	265×210 mm
Dimensiones superficie de pesaje	265×210 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	265×210×40 mm