

KERN MGC 100K-1

KERN

De robuuste klassieker om snel het lichaamsgewicht vast te leggen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Badkamerweegschaal
Productfamilie	MGC

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Mechanische balans
Weegbereik [Max]	150 kg
Afreesbaarheid [d]	1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Resolutie	150
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Inslingertijd	1,5 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,5 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg

Scherm

Scherm cijferhoogte	8 mm
---------------------	------

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	290×425×90 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	265×210 mm
Afmetingen weegoppervlak	265×210 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	265×210×40 mm

Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×315×113 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

